

DIATRESS

ダイヤテスト

(FG用 ダイヤモンドバー)

使用頻度の高い
33形態

- ・強度、精度に優れた高品質のダイヤモンド砥粒加工。
- ・先生方が使用する頻度の高い選び抜かれた33形態。

インバーテッドコーン		パレル	ストレートシリンダー (フラットエンド)	テーパースリリンダー (ポイントド)					テーパースリリンダー (フラットエンド)	
I-1	I-2	B-1	SF-1	TC-1	TC-3	TC-1S	TC-2S	TC-3C	TF-1	TF-2
019/010	019/014	038/033	107/010	166/016	165/016	166/016	165/014	165/016	170/016	170/021
45万	45万	14万	45万	30万	45万	30万	30万	2.5万	45万	30万
テーパースリリンダー (フラットエンド)							テーパースリリンダー (ラウンドエンド)			
TF-3	TF-4	TF-5	TF-6	TF-1S	TF-2S	TF-7S	TR-1	TR-2	TR-3	TR-5
172/021	173/018	173/016	172/016	170/016	170/021	172/014	199/016	222/016	197/016	199/018
30万	45万	30万	45万	45万	30万	45万	30万	45万	45万	30万
テーパースリリンダー (ラウンドエンド)				ヘアシェイブ	パッド	フレーム			ストレートシリンダー (トルベード)	
TR-2C	TR-4C	TR-2F	TR-3S	P-1	BU-1	F-1	F-3	F-2S	SC-1	SC-2
222/016	199/015	222/016	197/016	239/018	257/023	249/014	249/016	249/012	288/010	289/012
2.5万	2.5万	4万	45万	45万	30万	45万	45万	16万	16万	16万

※形態は、ほぼ原寸大です。

凡例

形状
製品番号
ISO No.
頭部形態/頭部最大径
最大回転数

●製品番号の末尾のアルファベットはシャंक又は粒子の大きさを示します。

S:ショートタイプ C:超微粒 F:微粒

ダイヤモンドバーを最良の状態で使用するために記載の回転数を守って下さい。

一般的名称 : 歯科用ダイヤモンドバー

医療機器届出番号 : 27B1X00053000005

一般医療機器

製造販売業者

アグサジャパン株式会社

〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号

●本品をご使用の際には電子化された添付文書をよくお読み下さい。